

Zahntechniker-Innung Nord

Dental-Labor Zahnmeister ZP

Abgabetermin <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">Tag siehe Einlad.</td> <td style="text-align: center;">Tag siehe Einlad.</td> <td style="text-align: center;">Tag siehe Einlad.</td> <td style="text-align: center;">Tag siehe Einlad.</td> <td style="text-align: center;">Tag siehe Einlad.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Mo</td> <td style="text-align: center;">Di</td> <td style="text-align: center;">Mi</td> <td style="text-align: center;">Do</td> <td style="text-align: center;">Fr</td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td style="text-align: center;">Uhrzeit</td> <td style="width: 50px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">16:00</td> <td></td> </tr> </table>										Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Uhrzeit		16:00		Zahnarzt Dr. Kluge	
Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.	Tag siehe Einlad.																					
Mo	Di	Mi	Do	Fr																					
Uhrzeit																									
16:00																									
										Name des Patienten Lars Larsen															
										Zahnfarbe A 3,5	Legierung Trainingsmetall														

	H	f	f				f	f				f	f
17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27
47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37
											K		

Auftrag:

- Einstellen vorgegebener Modelle nach mittleren Werten in einen **einstellbaren** Artikulator
- Herstellen einer Vollgusskrone auf Zahn 35
- Aufstellung der Zähne 21 und 22, 26 und 27, 14 und 15, auf einer lichthärtenden Kunststoffbasis zur Anprobe abnehmbar ausmodelliert
- Biegen und Einarbeiten einer Doppelarmklammer an Zahn 16 in vorgenannter Aufstellung

Sonderleistungen:

Arbeit selbstständig bewerten auf vorgegebenem Bewertungsbogen

Hinweis:

Legierung, Einbettmasse und Kunststoffzähne werden gestellt und müssen verwendet werden

Vom Zahnarzt angeliefert	Sonstiges	Metallverbrauch
<input checked="" type="checkbox"/> Modelle mit Splitsockel <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Die Präparationsgrenze ist mit einem farbigen Stift anzuzeichnen und mit Gipsversiegler zu fixieren. Die Anzeichnung des prothetischen Äquators muss bei Abgabe vorhanden sein.	